

■表 Multiplex PCR による VCM 耐性遺伝子の検出

<i>van</i> 遺伝子	プライマー配列	増幅産物
<i>vanA</i>	5'-GGGAAAACGACAATTGC-3' 5'-GTACAATGCGGCCGTTA-3'	732 bp
<i>vanB</i>	5'-ATGGGAAGCCGATAGTC-3' 5'-GATTCGTTCTCGACC-3'	635 bp
<i>vanC1</i>	5'-GGTATCAAGGAAACCTC-3' 5'-CTTCCGCCATCATAGCT-3'	822 bp
<i>vanC2/3</i>	5'-CTCCTACGATTCTCTTG-3' 5'-CGAGCAAGACCTTTAAG-3'	439 bp